



# FLEXione sus opciones de jeringas

Información para ordenar consumibles de FLEX



**MEDRAD**® Stellant FLEX  
CT Injection System

# Características de la jeringa FLEX



## FLEXione sus opciones de jeringas

Las opciones de jeringas FLEX pueden ofrecerle la flexibilidad para reducir los costos operativos:

- > Optimizar el uso de medios de contraste
- > Reducir el impacto medioambiental y reducir el costo de eliminación de residuos

## Beneficios de la utilización de jeringas dobles:

La investigación clínica ha demostrado que la inyección simultánea de contraste y solución salina, en proporciones seleccionadas por el usuario, puede<sup>1</sup>:

- > Proporcionar una atenuación más uniforme de los ventrículos derecho e izquierdo
- > Minimizar los artefactos logrando niveles de atenuación adecuados
- > Visualice las arterias coronarias derechas y los ventrículos derechos en un solo estudio logrando una atenuación más uniforme

## Kits de jeringas dobles de 150 mL



### FLEXD-150-SPK

Kit de jeringa doble con tubo en T de baja presión de 60" con tubo de purga + 2 picos de llenado

## Kits de jeringas individuales de 150 mL



### FLEXS-150-SPK

Jeringa única con tubo de baja presión de 60" con tubo de purga + 1 pico de llenado

## Opciones de 200 mL para la administración de contraste

Se ofrece una opción de jeringa de 200 mL además del tamaño de jeringa de 150 mL para protocolos que requieren mayores volúmenes de contraste.

FLEXD-200-SPK  
FLEXS-200-SPK

Bayer se reserva el derecho de modificar las especificaciones y características descritas en este documento o discontinuar cualquier producto o servicio identificado en esta publicación en cualquier momento, sin previo aviso u obligación. Favor de contactar a su representante autorizado de Bayer para obtener la información más actualizada.

Bayer, la Cruz de Bayer, MEDRAD Stellant, MEDRAD Stellant FLEX, MEDRAD FluiDots, MEDRAD, Stellant, Stellant FLEX, y FluiDotst son marcas registradas propias o registradas por Bayer en los EE. UU. y otros países. Otras marcas registradas y nombres de empresas mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños y se emplean en este documento únicamente con fines informativos. No se debe inferir ni implicar ninguna relación o patrocinio.

© 2018-2020 Bayer. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse o distribuirse sin el consentimiento previo por escrito de Bayer.



Bayer HealthCare LLC  
100 Bayer Boulevard  
P.O. Box 915  
Whippany, NJ 07981  
EE. UU.  
Teléfono: +1-412-767-2400  
              +1-800-633-7231  
Fax:         +1-412-767-4120



**Fabricante**  
Bayer Medical Care Inc.  
1 Bayer Drive  
Indianola, PA 15051-0780  
EE. UU.  
Teléfono: +1-412-767-2400  
              +1-800-633-7231  
Fax:         +1-412-767-4120